

VRSTA OBLOGE	UPORABA OBLOGE	LASTNOSTI OBLOGE
Kalcijeva alginatna obloga, velikost 10 x10 cm (kot npr. SUPRASORB A)	Je visoko vpojna, obloga v stiku z izločkom tvori gel. Vporabna je za rane z zmernim do močnim izločanjem, za vse vrste ran, na rani lahko ostane do 7 dni.	Kalcijeva alginatna obloga, brez CMC, sestavljena iz 100% kalcijevih alginatnih vlaken tipa 1. Alginatna vlakna vsebujejo 60% manuronske in 40% guluronske kisline. Sterilizirani z gama žarčenjem po smernicah DIN EN ISO 11137, del 1 - 3.
Kalcijeva alginatna obloga s srebrom, velikosti 10x10 cm (kot npr. SUPRASORB A + Ag)	Je obloga kombinacije Ca alginata in srebra, primerna za čiščenje ran, zlasti okuženih ran. Uporablja se pri ranah z močnim izločanjem, ima antimikrobno delovanje, na rani ostane do 7 dni.	Kalcijeva alginatna obloga, brez CMC, sestavljena iz 100% kalcijevih alginatnih vlaken tipa 1, prepojenih s srebrom. Alginatna vlakna vsebujejo 60% manuronske in 40% guluronske kisline. Sterilizirani z gama žarčenjem po smernicah.
TRIDIMENZIONALNA DISTANČNA MREŽICA iz perforiranega polietilena z minimalno stično površino (Sorbion plus). Vel. 20 x 20 cm	Vporabna za vse vrste ran, jo lahko režemo.	Je izredno propustna za izločke, preprečuje možnost zlepljenja, podpira odvajanje tekočin iz rane, podpira naravno celjenje, odlično se prilega na površino kože, se ne vrašča, je atravmatska.
Hidrokoloidna obloga, velikosti 20 x 20 cm (kot npr. SUPRASORB H Thin)	Uporablja se za rane z zmernim izločanjem, neokužene rane, za vse faze zdravljenja. Obloga nudi idealno vlažno okolje za celjenje.	Tanka hidrokoloidna obloga s poliuretanskim nosilcem in hidrokoloidne plasti v sestavi carboxymethyl celuloze, polyisobutylena, paraffina, stiren isoprena, stiren copolymer, smol, mineralnih olj, antioksidantov.
Gel v velikosti 15 g (kot npr: HYDROSORB GEL)	Mehča in vlaži suho nekrozno tkivo. Uporablja se za zdravljenje površinskih in globokih ran, pri golenji razjedi, preležaninah, opeklinah.	Prozoren viskozni hidrogel z visoko vsebnostjo vode v aplikatorju v obliki brizge z elektrolitskimi komponentami, ki rani zagotavlja vlažno okolje. Sestava: celuloza, ringerjeva raztopina, glicerin, hidroksietilcelulozo, karboksimetilcelulozo in karbomer.
Polivretanska pena, velikosti 15 x 20 cm (kot npr. SUPRASORB P)	Uporablja se za rane z zmernim izločanjem, za vse vrste ran v vseh fazah zdravljenja. Na rani ostane 5-7 dni, menjamo ko izcedek doseže rob obloge	Nelepljiva obloga iz bele poliuretanske pene in copolyamidne mrežice ter mikroperforiranega poliuretanskega preglednega filma, ki preprečuje zlepljanje obloge z rano. Na gornji strani obloge je nameščen PU membrana kožne barve, ki je odbojna za bakterije in tekočino.

Visoko vpojna obloga velikosti 10 x 10 cm in velikosti 20x30 cm (kot npr. VLIWASORB)	Vse vrste ran z močnim izločanjem, na rani je lahko nameščena do 7 dni.	Nelepljiva visoko vpojna hidrokapilarna obloga s sredico iz celuloznih in sodijumpoliakrilatnih superabsorberjev, obdane v vrečko iz polipropilenskih vlaken. Stična površina iz mikroperforiranega polietilenskega filma prepreči zlepljanje obloge z rano. Zaščitni sloj je modre barve.
Obloga iz celuloze kot eurodressing npr. Solvaline N vel. 20 x 30 cm	Za vse vrste ran, akutne in kronične z blagim do zmernim izločanjem, lahko se jo reže	Sterilna obloga z vpojnim jedrom iz 80% viskoze in 20% poliestra, na obeh straneh prevlečena s perforirano polietilensko folijo, ki omogoča hitro vpijanje izločka in preprečuje zlepljanje z rano. Atravmatsko odstranjevanje.
Hidroaktivna obloga npr. Suprasorb Liqucel vel. 15 x 15 cm	Za vse vrste ran, akutne in kronične, primeren tudi za krvaveče rane, lahko se reže.	Hidroaktivna obloga iz 20 % naravne in 80 % etilsulfonat celuloze, ki v stiku z izločkom ustvari kohezivni gel, ki zadrži mrtvine in bakterije. Vpija vertikalno, z rano se ne zleplja in ne pušča ostankov v rani.
Sodobna visoko vpojna obloga s srebrom in hidrofilno poliuretansko membrano in aktivnimi učinkovinami (F68), glicerol, kopolimer škroba, nanokristalno srebro, velikosti 10,8 x 10,8cm (kot npr: PolyMem Silver)	Za vse faze celjenja, oblogo lahko režemo, segati mora 2 cm čez rob rane, na rani lahko ostane do 7 dni	Neguje poškodovano tkivo, spodbuja regeneracijo celic, vpija izloček v količini do 10x lastne teže. Odstranjevanje je enostavno in neboleče